



T-PLUS BY WINTECARE

Менеджмент твоего организма




WINTECARE



01

02



03

04



БРЕНД WINTECARE

Швейцарская компания WINTECARE основана профессионалами - одними из самых известных специалистов в технологии TECAR. В своих разработках компания учла весь солидный 40-летний опыт в области физиотерапии.

ТЕХНОЛОГИЯ TECAR

Уникальный метод физиотерапии, в котором при передаче энергии в ткани используется электромагнитное поле, генерируемое на постоянной частоте, близкой к 0,5 МГц.

ТЕРМИН TECAR

Емкостная и резистивная передача энергии

Самая востребованная, современная и безопасная технология в мире с научно обоснованной частотой для биомедицинского применения на рынке физиотерапии.

T-PLUS BY WINTECARE

Работает на запатентованной постоянной генерируемой частоте 447+/-2 КГц, что обеспечивает максимально возможную глубину воздействия на ткани и соответствует регламенту технологии TECAR (т.е. постоянной генерируемой монополярной частоте 0,447 КГц).



УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ TECAR

БОЛЕЕ 120 ИССЛЕДОВАНИЙ,
связанных с емкостно-резистивной
передачей энергии на частоте 0,5 МГц,
из которых 45 опубликованы в журналах
с высоким impact-factor

7 ПОСЛЕДНИХ АКТУАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
выполнены на приборе T-PLUS и опубликованы
исследователями - партнерами WINTECARE, что
доказывает - именно эта приемлемая частота 0,447 КГц
максимально эффективно и безопасно воздействует
на клеточном и тканевом уровнях

ТОП-20 ЕВРОПЕЙСКИХ
поставщиков решений 2018

ТОП-10 ПОСТАВЩИКОВ
решений для обезболивания 2021 по версии
американского журнала MedTech Outlook

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
на трех континентах: Европа / Азия / Америка.
EU cert., FDA USA, FDA COREA, RU

[СМОТРЕТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ](#)

WINTECARE

ОЩУТИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
К УЛУЧШЕНИЮ ОРГАНИЗМА

БИОСТИМУЛЯЦИЯ

Ускорение внутренних процессов в организме без повышения температуры (атермально), что воздействует на пролиферацию клеток, лимфодренаж и микроциркуляцию крови.

ПЕРФУЗИЯ КРОВИ

Глубокое насыщение тканей кислородом и питательными веществами позволяет восполнить дефициты в клетках и ускорить репаративные процессы.

ГИПЕРАКТИВАЦИЯ

Увеличение притока крови к более глубоким тканям.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИБОРА ПРИВОДИТ К ТЕПЛОВЫМ И АТЕРМАЛЬНЫМ ЭФФЕКТАМ

ТЕПЛОВЫЕ ЭФФЕКТЫ: ПЕРФУЗИЯ КРОВИ | ВАЗОДИЛАТАЦИЯ | ЛИМФОДРЕНАЖ | ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

АТЕРМАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ: КЛЕТОЧНАЯ ПРОЛИФЕРАЦИЯ | ЛИМФОДРЕНАЖ | СНЯТИЕ БОЛИ И ВОСПАЛЕНИЙ

WINTECARE

ТЕХНОЛОГИЯ WINTECARE

позволяет специалисту передавать энергию в разные уровни тканей пациента на установленной частоте, для стимулирования эндогенных физиологических процессов

Контролируя все эти эффекты, специалист может управлять воспалительными и восстановительными процессами в организме пациента, изменять эластичность и качество тканей, стимулировать метаболические и пролиферативные процессы в мышцах и коже, соединительных тканях (фасции, связки, сухожилия, суставные капсулы, кости) и во внеклеточном матриксе (мощное естественное усиление выработки коллагена и эластина).

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА T-PLUS

✓ БЕЗОПАСНОСТЬ

В отличие от всех остальных аппаратов на рынке TECAR, T-PLUS by WINTECARE работает на переменном токе, а это - безопасность, эффективность, точность и комфорт не только для пациента, но и специалиста (руки специалиста могут контактировать непосредственно с рабочей частью манипулы

без каких-либо негативных последствий), генерация самой научно изученной и безопасной частоты мощности физиологически безопасной радиочастоты (447 КГц).

Отсутствие риска повреждения органов или тканей пациента, побочных эффектов.

✓ КОМФОРТ

Во время процедуры клиент чувствует только приятное расслабляющее тепло, сравнимое с проведением спа-процедуры. В ассортименте бренда имеется серия аромасел для расслабления или тонизирования пациента.

Отсутствие реабилитации после процедуры, без рисков ожога и болевых ощущений.

✓ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Результат с первой процедуры - мгновенная реакция тканей на воздействие физического фактора, за счет чего наступает быстрый клинический эффект.

Быстрый курс лечения, количество процедур зависит только от состояния пациента и типа его лечения. Процедуру можно проводить вне зависимости от периодичности, так как полностью отсутствует реабилитационный период.

Контроль количества доставленной энергии в ткани.

Прибор на экране показывает количество передаваемой энергии в каждый момент времени.

Возможность работы с электродами без крема, что дает дополнительное применение массажа, мануальной терапии, мобилизаций в процессе лечения.

Комплектация только самых необходимых электродов для эффективной работы врача с возможностью использования на всех участках тела, включая лицо и волосистую часть головы.

T-PLUS BY WINTECARE

САМЫЙ МОЩНЫЙ ПРИБОР
НА РЫНКЕ (300 ВАТТ)



WINTECARE

ЧАСТОТА | СКОРОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТЫ

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА T-PLUS



КОСМЕТОЛОГИЯ

КОМФОРТНОЕ
ОМОЛОЖЕНИЕ -
ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ
КЛИЕНТ ПОЛУЧАЕТ
НЕ ТОЛЬКО ЛИФТИНГ-
ЭФФЕКТ, НО И ПОЛНОЕ
РАССЛАБЛЕНИЕ ВСЕГО
ОРГАНИЗМА



ЛИЦО

Работа с качеством кожи и выравниванием цвета лица, восстановление упругости, подтяжка овала | Уменьшение отечности в тканях | Улучшение тургора кожи | Уменьшение выраженности морщин | Редукция заломов на коже



ТЕЛО

Работа с качеством кожи, восстановление упругости и тонуса | Коррекция контуров тела, дренаж, работа с целлюлитом | Эффективная работа со шрамами | Профилактика варикоза, улучшение состояния качества мышц и стенок сосудов при диагнозе «варикоз»

Ускорение регенерации тканей после агрессивных процедур - уменьшение гематом, отеков, гиперемии; **Подготовка к уходовым процедурам по телу** за счет улучшения проницаемости клеточной мембраны; **Сочетанное использование** с популярными косметологическими процедурами для повышения и пролонгирования эффективности.

T-PLUS BY WINTECARE

ГОРАЗДО БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

ДЕРМАТОЛОГИЯ

Лечение себореи, острой стадии акне, уменьшение воспалений | Совместное использование с микродермабразией, PRP, мезотерапией, биоревитализацией | Лечение ожогов и ран | Лечение рубцов, красных и белых стрий | Заметное ускорение заживления тканей, сокращение времени реабилитации после агрессивных косметологических процедур

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

ЭФФЕКТИВНОЕ И УСКОРЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ

Наличие субтермального режима позволяет работать с пациентами сразу после операций в острой фазе воспаления, не дожидаясь заживления

Уменьшение гематом, отеков, гиперемии | Ускорение заживления тканей | Лечение фиброза в послеоперационных зонах | Устранение послеоперационных рубцов | Мощный естественный обезболивающий эффект | Реабилитация после эстетической пластической хирургии и реконструктивных операций



ГИНЕКОЛОГИЯ И УРОЛОГИЯ

ПО СТАТИСТИКЕ, ЛИШЬ 30% ЖЕНЩИН ОБРАЩАЮТСЯ К ВРАЧУ ЗА ЛЕЧЕНИЕМ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ И УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СИНДРОМОВ, ЗАЧАСТУЮ СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ БОЛЬЮ, ЧУВСТВОМ СТЕСНЕНИЯ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫМ РАЗДРАЖЕНИЕМ, ВЫЗЫВАЮЩИХ ОТКАЗ ОТ СЕКСУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ И ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖАЮЩИХ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ. АППАРАТ T-PLUS BY WINTECARE ОКАЗЫВАЕТ БЕЗОПАСНУЮ И АБСОЛЮТНО БЕЗБОЛЕЗНЕННУЮ ТЕРАПИЮ И ПОДДЕРЖКУ ПАЦИЕНТА

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ

- Работа с качеством кожи половых губ
- Омоложение и редукция заломов на коже в области интимной зоны
- Коррекция пигментации

Уже после третьего сеанса повышается эластичность тканей, восстанавливается тонус тканей и улучшается эстетический вид промежности и половых органов

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ

- Коррекция вагинальной атрофии
- Восстановление упругости и тонуса промежности и вульвы

- Уменьшение болей в области таза
- Улучшение кровоснабжения тканей
- Улучшение тонуса мышц тазового дна и васкуляризации слизистой оболочки
- Увлажнение тканей влагалища, выработка влагалищной смазки
- Коррекция дискомфорта при половом акте

ПОСЛЕРОДОВОЙ И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

- Ускорение заживления поврежденных тканей
- Коррекция гематом, отеков и рубцов всех видов
- Коррекция последствий эпизиотомии

- Работа с тканями, потерявшими тургор и эластичность, провисанием кожи
- Управление яркостью и размерами послеродовых растяжек
- Решение проблемы подтекания мочи после родов
- Эффективное лечение при застое молочной железы
- Сокращение времени реабилитации после родов и интимной пластики

УРОЛОГИЯ

- Эффективное решение болезни Пейрони
- Комплексная терапия половой дисфункции

УРОЛОГИЯ. ИССЛЕДОВАНИЕ

ТРИХОЛОГИЯ



Стимулирование кровообращения в области скальпа

Снабжение кожи головы и фолликул кислородом

Комплексная терапия борьбы с алопецией


Восстановление густоты и роста волос совместно с PRP технологией

Лечение ожогов и ран

Комплексное лечение себореи

Эффективная ускоренная реабилитация после пересадки волос

Укрепление волос и уменьшение их выпадения



Лечение профессиональных заболеваний и спортивных травм: разрывы, растяжения, переломы

Спортивные травмы: разрывы, растяжения, переломы

СПОРТ

МОЩНЫЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ

Быстрое восстановление утраченной подвижности и возврат к тренировкам

Естественный мощный обезболивающий эффект

Эффективная активная подготовка к соревнованиям

Уменьшение воспалительных процессов и постоперационных отеков

ТРАВМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЯ

АППАРАТ T-PLUS BY WINTECARE ОКАЗЫВАЕТ
ЭФФЕКТИВНОЕ И АБСОЛЮТНО БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ

1. Боль в шее, спине, пояснице
2. Боль в суставах
3. Остеохондроз позвоночника, артроз и периартроз крупных и мелких суставов
4. Артрит (воспаление суставов)
5. Мышечные спазмы, миофасциальные болевые синдромы
6. Посттравматические отеки и гематомы
7. Растяжения, разрывы связок, сухожилий, мышц
8. Переломы, растяжения и разрывы мышц, сухожилий, связок

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА

Аппарат T-PLUS by WINTECARE представляет собой универсальную платформу для лечения широкого спектра патологий в различных сферах медицины благодаря короткому межпроцедурному периоду и быстрому курсовому таймингу, отсутствию реабилитационного периода, комфорту и безболезненности манипуляции. Новая методика лечения пациентов на аппарате T-PLUS расширит спектр услуг аппаратной медицины в вашей клинике, обеспечит большой поток текущих и новых пациентов, повысит доверие и узнаваемость клиники.

Большой спектр услуг аппаратной медицины с помощью одного аппарата

Отсутствие сезонности процедур - круглогодичная работа на аппарате

Процедуры подходят пациентам любого **возраста с любым** типом кожи

Процедуры проходят абсолютно **безболезненно** и без реабилитационного периода

Отсутствие обязательных интервалов и курсов между процедурами

Время процедуры - в среднем процедура занимает 20 минут, а это значит, что специалист сможет принять большее количество пациентов в день

Процедуры проводятся средним медицинским персоналом

Безопасность специалистов - электроды интактны для оператора

Комфортная мобильность аппарата - можно проводить процедуры с выездом специалиста

ЭТО ПРИВЕДЕТ К УВЕЛИЧЕНИЮ СРЕДНЕГО ЧЕКА УСЛУГ КЛИНИКИ И ПРИВЛЕЧЕНИЮ НОВЫХ ПАЦИЕНТОВ, А ТАКЖЕ К УЗНАВАЕМОСТИ И ДОВЕРИЮ К КЛИНИКЕ



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАЦИЕНТА

TRPLUS для пациента - ЭТО БЫСТРОЕ И РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ БОЛИ И ДИСКОМФОРТА

Всесторонняя комплексная работа с пациентами - в области эстетической косметологии и гинекологии, трихологии, неврологии, спортивной медицины и реабилитации - на одном аппарате

Ускоренное и гарантированно эффективное лечение патологий пациентов

Пациент испытывает только **приятные ощущения**, сравнимые со спа-процедурами, никакой боли и травматичности кожи

Ценим время клиента - процедура в среднем занимает 20 минут

Отсутствие обязательных интервалов между процедурами

ПРЕИМУЩЕСТВА



АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДОВ

- Емкостной режим (CAP)
- Резистивный режим (RES)

ЭЛЕКТРОДЫ


- Резистивный электрод Ø 35, 50, 65, 90 мм - 4 шт.
- Емкостной гипотермический электрод Ø 55 мм - 2 шт.
- Емкостной термодинамический электрод Ø 30, 55, 60, 65, 80 мм - 5 шт.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭЛЕКТРОД (нейтральная пластина) - 1 шт.

- ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ - 1 шт.
- КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ - 1 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Электрод гипотермический - высокая мощность без дополнительной температуры
- Резистивные электроды с возможностью работать без крема - высокая мощность с возможностью комбинировать мануальные техники
- Гибкая клеящаяся пластина - возможность терапии в динамике
- Диатермический фибролиз - 2 резистивных крюкообразных электрода для фибролиза без боли у пациента
- Набор ароматических масел для расслабления или тонизирования пациента во время процедуры
- Брендированные тележки под клинику/специалиста



МЫ ВСЕГДА ПРЕДОСТАВЛЯЕМ

Бесплатное обучение



Отправку только после проведения предпродажной подготовки



Сервисное обслуживание - 2 года



**А ВЫ ГОТОВЫ СТАТЬ ОБЛАДАТЕЛЕМ САМЫХ
ВОСТРЕБОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МИРЕ?**

Для получения дополнительной информации или организации
демонстрации обращайтесь

ООО Гестира

+ 7 /919/ 724 68 60 | bo@gestira.ru

МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

РУ РОСЗДРАВНАДЗОРА
Класс 2А | Частота: 0,448 МГц

Мощность - Вольтаж - Сила тока CAP:
450 VA-600 V - 0.75 A RES:300 W-150 V-2 A

Вес: 6,8 кг
Габариты: 50 см x 27 см x 19 см



